

# Programat® CS6

## Productomschrijving

Met behulp van de Programat CS6 combinatie-oven worden tandheelkundige keramische materialen snel gesinterd, gekristalliseerd en geglaazuurd. Deze moderne, compacte oven is specifiek ontwikkeld en geoptimaliseerd voor gebruik in de praktijk van tandartsen die werken met CAD/CAM. Dankzij de innovatieve technologie van de verwarmingskamer kunnen restauraties die zijn vervaardigd met blokken tot maat B55, in de kortst mogelijke tijd worden verwerkt. Dankzij het nieuwe openingsmechanisme wordt het voordroogproces geoptimaliseerd en versneld; de warme lucht stijgt op vanuit de verwarmingskamer en droogt de restauratie van onderaf. Bovendien wordt het afkoelproces van de restauratie versneld, aangezien de opgewarmde verwarmingskamer wordt gesloten door het innovatieve mechanisme. Vanwege de compacte verwarmingskamer en het nieuwe openingsprincipe worden de programmatijden voor materialen van Ivoclar Vivadent aanzienlijk verkort en daarmee wordt tevens de verwerkingstijd in de tandartspraktijk tot een minimum teruggebracht. Vanwege het vacuüm tijdens het sinterproces - uniek in de tandheelkundige wereld - kunnen de programmatijden voor IPS e.max ZirCAD-materialen aanmerkelijk worden verkort. Tegelijkertijd is de esthetische uitstraling van de restauraties aanzienlijk hoger dan die van restauraties die worden vervaardigd in andere chairside ovens. Het vacuüm is nodig voor de reeds geïnstalleerde sinter-, kristallisatie- en glazuurprogramma's. Naast de vooraf geïnstalleerde programma's voor materialen van Ivoclar Vivadent kunnen ook programma's voor materialen van andere fabrikanten heel gemakkelijk worden verwerkt.



## Indicaties / Contra-indicaties

<b>Belangrijkste toepassingen:</b>	Sinteren van zirkoniumoxide (bijvoorbeeld IPS e.max ZirCAD) Kristalliseren van IPS e.max CAD Glazuren van keramische restauraties
<b>Contra-indicaties:</b>	Conventionele veneerkeramiek (bijvoorbeeld IPS Style, IPS InLine) en materialen die niet zijn afgestemd op de oven

Producteigenschappen	Voordelen
Superspeed kristallisatieprogramma	Ongeveer 30% sneller dan het Speed-kristallisatieprogramma van de Programat CS2, dus een nóg snellere vervaardiging van IPS e.max CAD-restauraties met een consistent hoge esthetiek
Vacuüm voor sinterprogramma's	Snelle vervaardiging van IPS e.max ZirCAD LT- en MT Multi-restauraties met een esthetische uitstraling die gelijk is aan die van 9-uurs sinterprogramma's
Accurate temperatuurbeheersing	Zorgt voor hoge kwaliteit en esthetische uitstraling van de restauraties

[www.ivoclarvivadent.nl](http://www.ivoclarvivadent.nl)

Ivoclar Vivadent B.V.

De Fruittuinen 32 | 2132 NZ Hoofddorp | Nederland | Tel.: +31 023 529 3791  
08/03/2021

# Programat<sup>®</sup> CS6

## Kernboodschap

Speed up your practice  
*"Versnelling in uw praktijk"*

## Overige productkenmerken

- Open systeem: Vooraf geïnstalleerde programma's voor materialen van Ivoclar Vivadent en gemakkelijke aanmaak van programma's voor materialen van andere fabrikanten
- Ruimtebesparend ontwerp: Vraagt slechts weinig ruimte dankzij de compacte afmetingen
- Mogelijkheid van temperatuurkalibratie in de praktijk: Consistente kwaliteit en esthetische uitstraling van de restauraties

## Plaats binnen het assortiment

De Programat CS6 is gepositioneerd in het topsegment (boven de Programat CS3) en vervangt de Programat CS4.

## Belangrijkste concurrenten

Fabrikant	Product
DentsplySirona	CEREC SpeedFire

## Leveringsvormen

- **Programat CS6** 110-240V/50-60Hz

In het document 'Leveringsvormen' is een gedetailleerd overzicht terug te vinden van alle leveringsvormen.