



Uitrusting	LED-Module - Energieefficiëncyklasse A+
Verlichtingsveld @ 50 cm	Ø 18 cm
Verlichtingssterkte @ 50 cm	30 000 lx
Kleurweergave (Ra)	> 93
kleurtemperatuur	4400 K
Voeding	Elektronische steketransformator
Aansluitwaarden	100-240 V; 50/60 Hz
Netzkabel	1.7 m AUS, Euro, UK, US
Lamphuis	Polycarbonaat & Acryl-Butadien-Styrol-Copolymer (PC & ABS)
Gewicht (netto)	1.1 kg
Opgenomen vermogen	8 W
Bediening	Folientastatur am Leuchtenkopf / membraanbediening op de lampkop
Scharnierontlasting	Veer
Beschermingsklasse	II
Toebehoren	Verrijdbaar statief, Railbevestiging met borging, Tafelklem met borging, Universeelbevestiging met borging, Verlengarm met borging, Wandhouder met borging
Normen	EN 60601-1, EN 60601-2-41
Bijzonderheden	traploos dimbaar, onderhoudsvrij
Bevestiging	Pinbevestiging (Ø 16 mm)
Bestelnr.	D15994000 - zuiver wit

Lichtverdeling

