

Technische dienst: onderhoudspakketten



Goede apparatuur heeft onderhoud. Nauwkeurig meten kan alleen met apparatuur die regelmatig gecontroleerd en gekalibreerd wordt. Henry Schein verzorgt dit graag voor u. De technische dienst van Henry Schein bestaat uit een team van gecertificeerde technici, die over de juiste opleiding en apparatuur beschikken om op locatie medische apparatuur te controleren en (kleine) reparaties uit te voeren.

Wat houdt het in?

Jaarlijks komt de technische dienst van Henry Schein bij u langs voor controle/onderhoud aan uw apparatuur. Na afloop ontvangt u per email een rapport met de testresultaten, een overzicht van eventueel uitgevoerde kleine reparaties en aanbevelingen tot vervanging. Met dit rapport kunt u de betrouwbaarheid en goede staat van uw apparatuur en instrumenten aantonen.

Voordelen onderhoudsovereenkomst

- preventief onderhoud zorgt voor continuïteit en een langere levensduur van uw apparatuur
- u voldoet aan de kwaliteitseisen van de IGJ (Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd) en het KNOV/NHG
- reparaties ter plaatse (indien mogelijk), zo blijft uw apparatuur voor u ter beschikking
- jaarlijkse controle op een in overleg bepaald tijdstip
- voorrang bij eventuele tussentijdse reparaties
- transparante prijsstelling op basis van het aantal te controleren apparaten

Het onderhoud is onderverdeeld in 3 pakketten, zodat u zelf kunt bepalen welk pakket het beste bij uw praktijk past.

Bij Henry Schein bent u verzekerd van de best mogelijke service!

PAKKET 1: PRAKTIJKONTROLE

INBEGREPEN

Bloeddruckmeters

Analoog/digitaal/24uur, validatie m.b.v. een geijkte, digitale controle opstelling volgens Europese richtlijnen. Drukmeting op 6 niveaus: 0/50/100/150/200/250 mmHg, controle slangen en manchet.

Weegschalen

Analoog/digitaal, visuele controle op beschadigingen/zichtbare defecten en validatie m.b.v. geijkte gewichten op 4 niveaus: 30/60/90/120 kg.

Babyweegschalen

Visuele controle en validatie m.b.v. geijkte gewichten op 5 niveaus: 2,5/5,0/7,5/10,0/12,5 kg.

Unsters

Controle en validatie m.b.v. geijkte gewichten op 2 niveaus: 2500/5000 gram.

Hemocue Hb 201+ en Hb 301

Inwendig reinigen met speciale cleaner, validatie d.m.v. HemoTrol-NG. (controle vloeistof om de nauwkeurigheid en precisie van het systeem te evalueren) op 3 niveaus.

Hemocue glucosemeter 201+ en RT

Inwendig reinigen met speciale cleaner, validatie d.m.v. Eurotrol GlucoTrol Hemolysaat (controle vloeistof om de nauwkeurigheid en precisie van het systeem te evalueren), de 201+ op 4 niveaus, 201 RT op 5 niveaus.

Overige glucosemeters

Bayer Contour Next, TS, TX. Roche Performa, Aviva. Functionele controle d.m.v. de door u bijgeleverde teststrip en controle vloeistof, m.u.v. Bayer en Roche controle vloeistof.

Urineanalyzers

Henry Schein OneStepPlus en Uryxxon Relax d.m.v. controle op 6 parameters.

Oorthermometers

Validatie van de meeste digitale oorthermometers m.b.v. gekalibreerde simulator op 38,5°C.

Dopplers

Functionele controle van transducer, kabel, volumeregelaar en algemene staat van de doppler.

Zuurstofapparatuur

Controle van de houdbaarheid en volume van de cilinder, revisie/keuringsdatum van het reduceerventiel en periodiek vervangen van o-ring. Visuele controle beademingsballon.

Saturatiemeters

Controle d.m.v. medisch geijkte simulator, mogelijk op medisch goedgekeurde merken en typen.

TARIEVEN 2021

1 tm 10 apparaten	€ 149,00
11 tm 14 apparaten	€ 199,00
15 tm 18 apparaten	€ 239,00
19 tm 22 apparaten	€ 269,00
23 tm 26 apparaten	€ 289,00
27 tm 30 apparaten	€ 309,00
31 tm 34 apparaten	€ 329,00
35 tm 38 apparaten	€ 349,00
39 tm 42 apparaten	€ 369,00
43 tm 46 apparaten	€ 379,00
47 tm 50 apparaten	€ 409,00
51 tm 54 apparaten	€ 429,00
55 tm 58 apparaten	€ 449,00
59 tm 62 apparaten	€ 469,00

63 tm 66 apparaten	€ 489,00
67 tm 70 apparaten	€ 509,00
71 tm 74 apparaten	€ 529,00
75 tm 78 apparaten	€ 549,00
79 tm 82 apparaten	€ 569,00
83 tm 86 apparaten	€ 589,00
87 tm 90 apparaten	€ 609,00
91 tm 100 apparaten	€ 659,00
101 tm 110 apparaten	€ 709,00
111 tm 120 apparaten	€ 759,00
121 tm 130 apparaten	€ 809,00
131 tm 140 apparaten	€ 859,00
141 tm 150 apparaten	€ 909,00

- prijzen zijn exclusief BTW en onder voorbehoud van wijzigingen/jaarlijkse indexering
- inclusief voorrijkosten (met uitzondering van de Waddeneilanden)
- alleen controle op apparaten voor professioneel gebruik
- autoclaven vallen buiten dit pakket, zie pakket 2
- voor uw vergelijking; het gemiddeld aantal apparaten van een verloskundigepraktijk op basis van het aantal verloskundigen:
1 verloskundige: 1 - 10 apparaten; 2 verloskundigen: 11 - 14 apparaten; 3 verloskundigen: 15 - 18 apparaten;
4 verloskundigen: 19 - 22 apparaten; 5 verloskundigen: 27 - 30 apparaten; 6 verloskundigen: 34 - 37 apparaten;
7 verloskundigen: 37 - 40 apparaten; 8 verloskundigen: 42 - 44 apparaten

PAKKET 2: ONDERHOUD AUTOCLAAF

Goed periodiek onderhoud is essentieel voor een goede werking en de levensduur van uw apparatuur en instrumenten, maar is ook een vereiste van de IGJ en sommige zorgverzekeraars om de kwaliteit van uw praktijk te borgen. Het niet laten onderhouden van uw autoclaaf kan juridische gevolgen hebben.

Onderhoudsovereenkomst

- uitlezen van het geheugen voor foutmeldingen en storingen van het afgelopen jaar
- controle slangen en elektronica
- vervangen van deurring (indien nodig), filters en pakkingen
- reinigen ketel en watertank
- inspectie/reiniging van mechanische en elektronische onderdelen
- eventuele extra te vervangen onderdelen worden indien nodig in overleg vervangen

Na bovenstaande handelingen wordt de werking van de autoclaaf getest en vindt controle plaats op de capaciteit van luchtverdrrijving en stoompenetratie d.m.v. door de fabrikant voorgeschreven test. Hiervoor wordt oa gebruik gemaakt van een steriliteitstest volgend het Melag of Mocom protocol. U ontvangt een onderhoudsrapport als bewijs en controle per mail.

Voordelen onderhoudsovereenkomst

- voorrang bij eventuele tussentijdse reparaties
- jaarlijks preventief onderhoud, inclusief vervangen van basis onderdelen
- onderhoudsprotocol voor goedkeuring van 1 jaar
- gratis leenapparaat indien beschikbaar als een storing niet op korte termijn te verhelpen is
- 15% korting op onderdelen bij onderhoud en reparaties
- binnen 2 werkdagen een werkbare oplossing voor elk autoclaaf probleem

TARIEVEN 2021

Mocom modellen: Millennium S, Exacta S, Classic S17/S22

Melag modellen: 15EN+, 23S(+), 23VS(+), 29VS(+)

Mocom, jaarlijkse controle per autoclaaf	€ 249,00
Mocom pakket 2 i.c.m. pakket 1	€ 199,00
Melag, jaarlijkse controle per autoclaaf	€ 299,00
Melag pakket 2 i.c.m. pakket 1	€ 249,00



U ontvangt € 50,- voordeel indien u de praktijkcontrole en het onderhoud aan de autoclaaf (pakket 1+2) op dezelfde dag laat verzorgen door Henry Schein. Bovendien is uw praktijk dan in één keer gecontroleerd conform de richtlijnen voor technisch onderhoud van de IGJ en het KNOV/NHG.

PAKKET 3: EXTRA ONDERHOUD

Echo Systeem

Het uitvoeren van standaard onderhoud.

- visuele controle.
- reiniging en controle: monitor, panel, trackbal, luchtfilter, systeem kappen, externe apparaten, transducers, transducerhouders, controlepanel, monitor arm bewegingen en locks.
- controle wielen, remmen, kabels, modules, ventilatoren, netwerk connectie, systeem functionaliteit, functionaliteit standby accu.
- patiëntenlekstroom (transducers) en veiligheidsmeting.

Onderhoud wordt bij u op locatie uitgevoerd.

Kosten voor eventueel extra te vervangen onderdelen zijn niet inbegrepen bij dit standaard onderhoud.

Mogelijk voor (bijna) alle echoapparaten.

TARIEVEN 2021

Onderhoud echosysteem	€ 419,00
-----------------------	----------



INSCHRIJFFORMULIER ONDERHOUDSOVEREENKOMST

Klantnummer:

Naam praktijk:

Adres (waar onderhoud moet plaatsvinden):

Postcode en woonplaats:

Contactpersoon:

Telefoonnummer:

E-mail:

Aantal apparaten (naar schatting):

Merk + type autoclaaf en serienummer:

Voorkeursdatum voor onderhoud:

Keuze onderhoudspakket:

Vink aan welk(e) onderhoudspakket(ten) u wenst.

Pakket 1 Praktijkcontrole

Pakket 2 Onderhoud autoclaaf

Pakket 3 Onderhoud ecosysteem Merk, type, serienummer:

Ja, ik laat de hierboven gekozen controle/onderhoud graag verzorgen door Henry Schein en ik ga akkoord met de voorwaarden.

Voor + achternaam aanvrager:

Handtekening:

Datum:

Aanmelden

Stuur dit formulier naar geboortezorg@henryschein.nl

Voorwaarden

- prijzen zijn exclusief BTW en onder voorbehoud van wijzigingen/jaarlijkse indexering
- u kunt deze TD overeenkomst beëindigen door te mailen naar geboortezorg@henryschein.nl
- indien u minder dan een week vooraf uw afspraak annuleert, kunnen er kosten in rekening worden gebracht.
- bij een ingebouwde autoclaaf of een autoclaaf die verplaatst moet worden voordat onderhoud mogelijk is, wordt uw hulp verwacht bij het verplaatsen -> is dit niet mogelijk, dan moeten wij een extra monteur sturen en worden deze kosten in rekening gebracht