

Hoogwaardige doekjes voor alcoholgevoelige oppervlakken.

EuroSept® Xtra Surface Disinfection Wipes Alcohol Free



**WAARDE EN
KWALITEIT**



**VERTROUWD
EN BETROUWBAAR**



PRODUCTSELECTIE

EuroSept® Xtra Surface Disinfection Wipes Alcohol Free

Voordelen

- Geschikt voor gebruik op alcoholgevoelige oppervlakken
- Breed spectrum van werkzaamheid tegen bacteriën, gisten en virussen
- Gebruiksklare, pH-neutrale formule
- Droogt vrijwel residuvrij



Fysieke gegevens

Omstandigheden

Bacteriën en candida albicans volgens EN 13727, EN 13624, EN 1276, EN 1650, EN 13697 (vuile omstandigheden)

Bacteriën en candida albicans volgens EN 13727, EN 13624, EN 1276, EN 1650 (vuile omstandigheden)

Bacteriën en candida albicans volgens EN 13697 (vuile omstandigheden)

Bacteriën en candida albicans volgens EN 13727, EN 13624 (vuile omstandigheden)

Omhulde virussen (bijv. hbv, hiv, hcv) volgens RKI/DVV en EN 14476 (vuile omstandigheden)

Omhulde virussen (bijv. hbv, hiv, hcv) volgens RKI/DVV (vuile omstandigheden)

Rotavirussen volgens EN 14476 (schone omstandigheden)

Norovirussen volgens EN 14476 (schone omstandigheden)

Polyoma SV 40-virussen (RKI/DVV) (vuile omstandigheden)

Aanbrengtijden van de geïmpregneerde doekjes:

Bacteriën en candida albicans volgens EN 16615 en VAH (vuile omstandigheden)

Concentratie en blootstellingstijd

conc. 2 min. S

conc. 1 min. M, XL

conc. 2 min. M, XL

conc. 1 min. L

conc. 1 min. S, M, XL

conc. 1 min. L

conc. 1 min. S, M, L, XL

conc. 30 min. alle maten

conc. 1 min. S, M, L, XL

conc. 1 min. S, M, L, XL

Ingrediënten 100 g bevat: 0,24 g Benzyl-C12-16-alkyldimethylammonium, 0,24 g N, N-didecyl-N, N-dimethylammoniumchloride, 0,24 g C12-14-Alkyl[(ethylfenyl)methyl]dimethylammoniumchloride

EuroSept Extra Surface Disinfection Wipes Alcohol Free

S navulling (20 x 22cm) 200 stuks.....Artikelnr. 9884362

S dispenser (20 x 22 cm) 200 stuks..Artikelnr. 9884363

L Flowpack (20 x 30cm) 80 stuks.....Artikelnr. 9884948

M doekjes (15 x 30cm) 140 stuks.....Artikelnr. 9884942

XL doekjes (30 x 30cm) 70 stuks.....Artikelnr. 9884943