



PERIOLUX ELEVATOREN



Ontwikkeld voor de zachtst mogelijke extractie. De instrumenten zijn ontworpen voor axiaal gebruik met pengreep, wat een directe en gecontroleerde krachtoverbrenging mogelijk maakt met het oog op maximale controle. Omliggende botstructuren kunnen maximaal worden beschermd en tand-/wortelbreuken kunnen worden vermeden.

De matte heften verminderen storende lichtreflectie en zijn ergonomisch gevormd, wat ook een directe en gecontroleerde krachtoverbrenging verzekert. De MacroGrip-groefstructuur van de heften zorgt voor een stevige grip en is gemakkelijk te reinigen.

PerioLUX-instrumenten zijn niet geschikt om als hefboom te gebruiken!

AESPLXD	PerioLUX Distal, ergonomisch, voor distaal gebruik
AESPLXM	PerioLUX Mesial, ergonomisch, voor mesiaal gebruik

