




EFFICIËNTE AFDRUKKEN – **SILGINAT®**

A-SILICONEN VOOR SITUATIEAFDRUKKEN



KETTENBACHDENTAL

Simply intelligent

SILGINAT® – EENVOUDIG, SNEL, EFFICIËNT!

Anatomische afdruk

Silginat® is een alginaatvervangend materiaal op basis van A-siliconen.



INDICATIES

- Voor de tegenafdruk
- Als afdrukmal voor tijdelijke kronen en bruggen
- Voor de vervaardiging van studiemodellen
- Als afdruk materiaal voor orthodontische werkstukken
- Voor het maken van modellen ten behoeve van bleeklepels en/of gebitsbescherming
- Als afdruk materiaal voor eenvoudige uitneembare prothetische werkstukken



Technische gegevens

						
	Verwerkings- duur op 23 °C/ 74 °F ≤	Intraorale uit- hardingsduur op 35 °C/95 °F ≥	Totale uit- hardings- duur* ≥	Hersteltest elasticiteit (ca.) %	Lineaire dimensionele verandering (ongeveer) %	Hardheid (ca.) Shore
 Silginat® 1:1 Cartridge	1:15 min.	1:15 min.	2:30 min.	99,5	– 0,20	A 42
 Silginat® 5:1 Cartridge	1:30 min.	1:30 min.	3:00 min.	99,5	– 0,20	A 45

*Totale uithardingsduur (verwijderingstijd uit de mond) vanaf het begin van het mengen

DE NIEUWE STANDAARD



- Dimensionele stabiliteit voor maximale precisie

Silginat vs. alginaat ongeveer
24 uur na het maken van de
afdruk



GEMAK



- Eenvoudig, schoon en voorspelbaar afdrukken via de 380 ml en 50 ml cartridges, met een nauwkeurig eindresultaat



KOSTENEFFECTIEF

- Kan meerdere keren worden uitgegoten, ook later nog.
Maximale flexibiliteit zonder detailverlies



VOOR NOG MEER EFFICIËNTIE

Tijdbesparend, veelzijdig inzetbaar, en patiënt-
en gebruikersvriendelijk.

SILGINAT® – HET ASSORTIMENT

Silginat®		Bestel-codes
Refill pack	2 × 380 ml	14713
Normal pack	6 x 50 ml 6 mengtips	13846
Bulk pack	24 × 50 ml	13847

Accessoires		Bestel-codes
Mengtips wit, Ø 6,5 mm	50 tips	17234
Mengtips wit, Ø 6,5 mm	100 tips	17235
Dynamische mengtips wit	45 tips	17900



Voor meer informatie vraag uw
dental depot of direct via ons:

Kettenbach Dental Benelux
Takkebijsters 73A
4817 BL Breda
info@dental4.nl
www.dental4.nl



0511092_2025


KETTENBACHDENTAL
Simply intelligent