

Essentials Nitril Examination Gloves

Verbeterde grip en **bescherming.**



NIEUW!



Bestel vandaag nog via
HenrySchein.NL

 **essentials**
dagelijkse benodigdheden. Dagelijks waardevol.

Essentials Nitril Examination Gloves

- ✓ Microtextuur op de vingertoppen zorgt voor een uitstekende grip op instrumenten en materialen
- ✓ Het manchet met bobbeltjes voorkomt terugrollen. Dikte: 0,07 mm bij de vingertoppen en 0,05 mm bij de handpalm
- ✓ Poedervrij om het risico op huid- en ademhalingsirritatie te verminderen
- ✓ Zacht en comfortabel ontwerp, geschikt voor zowel links- als rechtshandigen
- ✓ Voor eenmalig gebruik
- ✓ Niet-steriel
- ✓ Bevat geen natuurlijk rubberlatex



CLASS 1 MEDICAL DEVICE CONFORMING TO REGULATION
EU MDR 2017/745 AND COMPLY TO EN 455-1/2/3/4
AND ASTM D6319 • AQL 1,5



Essentials Nitril Examination Gloves (blauw)

XS	100/doos	(5724318)
S	100/doos	(5724319)
M	100/doos	(5724320)
L	100/doos	(5724321)
XL	100/doos	(5724322)



Bestel vandaag nog via
HenrySchein.NL

essentials
dagelijkse benodigdheden. Dagelijks waardevol.