

Latex Powder-Free Examination Gloves

**Comfortabel,
betrouwbaar en
gemakkelijk te dragen**



NIEUW!



Bestel vandaag op
HENRYSCHEIN.NL

 **essentials**
everyday supplies. everyday value.

Latex Powder-Free Examination Gloves

- ✓ Poedervrij om het risico op huid- en ademhalingsirritatie te verminderen
- ✓ Gechloreerd voor gemakkelijk aan- en uittrekken
- ✓ Vingertoppen met microtextuur voor verbeteren de grip en controle
- ✓ Manchetlengte van 240 mm, dikte bij de handpalm van 0,05 mm. Geribbeld manchet
- ✓ Gemaakt van natuurlijk rubberlatex
- ✓ Vervaardigd in een faciliteit die 100% hernieuwbare energie en duurzame grondstoffen gebruikt
- ✓ Niet-steriel
- ✓ Tweehandig



KLASSE I MEDISCH HULPMIDDEL CONFORM REGELGEVING
EU MDR 2017/745 EN IN NALEEVING VAN EN 455-1/2/3/4 AND ASTM D3578



Latex Powder-Free Examination Gloves

MAAT	HOEVEELHEID	ARTIKELCODE
XS	100/doos	5724328
S	100/doos	5724329
M	100/doos	5724330
L	100/doos	5724331
XL	100/doos	5724332



Bestel vandaag op
HENRYSCHIN.NL

 **essentials**
everyday supplies. everyday value.