

ASAP

ALL SURFACE ACCESS POLISHERS



CLINICIAN'S
CHOICE[®]
DENTAL PRODUCTS INC.

designed for better dentistry

ASAP

ALL SURFACE ACCESS POLISHERS

ASAP Polishers

Geschikt voor verschillende
restauratie materialen
Composiet, Glasionomeer en
Keramik

Kan tot 30 x geautoclaveerd
worden

Beschikbaar in 2 afmetingen
10 mm en 14 mm

2 steps polijststelsel

Te gebruiken bij een toerental van
10.000 tot 12.000 tpm

CLINICIAN'S
CHOICE[®]
DENTAL PRODUCTS INC.

designed for better dentistry